



Ypoc

Solution de Data Management
dédiée à la gestion des EBMD

©Tous droits réservés

BYG4lab

CONSOLIDER LES TÂCHES ET LES DONNÉES DÉCENTRALISÉES SUR UN MIDDLEWARE UNIQUE :



Cartographie des instruments et alertes en temps réel



Redémarrage des drivers de connexion à distance



Gestion des habilitations et maintien des compétences



Management des données et du contrôle qualité



Traçabilité complète

Ajout d'une habilitation

Informations générales Cycles d'habilitation Évaluation

1 ————— 2 ————— 3

Période de validité an(s)

Alerte jour(s) avant expiration

Réinitialisation Formation initiale à repasser si l'expiration est supérieure à mois



FACILITER LA COLLABORATION ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ



ÉCONOMIES DE COÛTS

UNE TECHNOLOGIE ADAPTATIVE POUR LES LABORATOIRES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN :

Indépendance et compatibilité avec tous les instruments et SIL


- Middleware indépendant de tous fournisseurs
- Connexion d'instruments via LAN / WAN avec protocole POCT1-A
- Connexion SIL HL7
- Interrogation démographique et autocréation

Personnalisation avancée

- Droits et profils des utilisateurs
- Règles d'expertise puissantes
- Génération d'alertes sur mesure

Une architecture de pointe full web

- Cybersécurité avancée et protection des données
- Intégration parfaite dans tous les environnements informatiques
- Scalabilité et haute performance




CONFORME À LA NORME ISO 15189



INTUITIF ET CONVIVIAL
PRISE EN MAIN RAPIDE



BYG4lab Une collaboration efficace en toute simplicité



13 rue d'Ariane,
31240 L'Union



www.byg4lab.com



05 34 25 07 10



@BYG4lab France

BYG4lab